




Alcançando resultados clínicos positivos no tratamento de feridas

“O tratamento de feridas é parte importante do que faço, e me orgulho em fazê-lo corretamente”

Apoiando profissionais da área de saúde há mais de 150 anos

 **smith&nephew**
ALLEVYN[®]



www.closetozero.com

Fornecer tratamento clínico eficaz de feridas é fundamental para alcançar bons resultados para os pacientes²¹

Um excelente tratamento resulta em várias consequências...



O gerenciamento de vazamento e exsudato pode levar ao atraso na cicatrização e complicações²¹



O custo do tratamento pode ser significativo²⁰

... e há uma crescente expectativa relacionada a melhorar o tratamento ao mesmo tempo em que contemos ou reduzimos os custos²⁰



Uma cicatrização comprometida da ferida tem um impacto prejudicial no bem-estar do paciente¹⁴



Pacientes com feridas crônicas sofrem ansiedade por causa do mau cheiro, do gerenciamento do exsudato, vazamento e dor⁹



Pacientes lutando contra feridas devem ter a mesma qualidade de vida de todas as outras pessoas¹⁴



Compreendemos os desafios que você enfrenta e a gravidade do impacto de não fornecer um bom serviço



Estamos comprometidos a ajudar você a alcançar seus objetivos relacionados ao tratamento de feridas



Com a gama de curativos ALLEVYN®, podemos ajudá-lo a fornecer tratamento de feridas clinicamente eficaz




A gama ALLEVYN^o: curativos responsivos que otimizam os resultados clínicos e as experiências dos pacientes

Uma gama de curativos de espuma INTELIGENTES, clinicamente eficazes há mais de 25 ANOS

Cada um dos curativos ALLEVYN^o foi desenvolvido para atender aos níveis de exsudato, ajudando a assegurar que as feridas mantenham um excelente nível de umidade, resultando em cicatrização mais rápida ^[Refs TBC – 1-6 sobre a gama]



Ao gerenciar diferentes níveis de exsudato, as avaliações clínicas mostraram que **ALLEVYN^o ajuda a assegurar que a frequência de trocas de curativo seja otimizada**, ajudando a conservar os materiais e poupar tempo de enfermagem ^[Refs TBC – 14-21 sobre a gama]




A tecnologia inovadora de múltiplas camadas foi desenvolvida para absorver, transpirar e adaptar-se a quantidade de exsudato produzida por cada paciente



Desenvolvida para oferecer mais flexibilidade de movimento aos pacientes

Uma gama de curativos de espuma INTELIGENTES que aumentam, comprovadamente, o bem-estar do paciente:

A gama ALLEVYN^o



ALLEVYN^o Gentle Border: o mais adaptável

Uma ampla gama de curativos projetada para atender às suas necessidades diárias

- 1 Tratamento efetivo das feridas
- 2 Versátil e centrada nos pacientes
- 3 Desenvolvida para áreas frágeis



ALLEVYN^o Life: o mais avançado

Único curativo com formato quadrilobado oferecendo alto desempenho

- 1 Aumento da eficiência dos resultados
- 2 Tempo de uso ampliado
- 3 Aumento da confiança do paciente

ALLEVYN[®] Gentle Border:

ajuda você a tratar feridas de forma eficiente e eficaz^{*12}

Avaliações clínicas mostram que as feridas podem ser tratadas de forma efetiva e eficaz com ALLEVYN[®] Gentle Border¹²



Feridas crônicas cicatrizadas:

40%



Queimaduras cicatrizadas:

33%



Nível de exsudato:
redução significativa na
linha de base (p<0.001)


ALLEVYN[®] Gentle Border: ajuda você a cuidar de seus pacientes

O projeto de três camadas gera um excelente ambiente para cicatrização que propicia o fechamento de feridas¹

Filme superior transpirável que libera umidade conforme o necessário para criar um excelente ambiente para cicatrização¹

Núcleo com almofada de espuma hidrocélular para absorver o fluido, minimizar o risco de vazamento e ajudar a conter o mal cheiro da ferida¹

Camada de contato com silicone adesivo suave para fácil aplicação e mínima dor e trauma para o paciente na remoção¹



Melhora comprovada da qualidade de vida do paciente^{10,1}

98%

de conforto alcançado pelos pacientes durante o uso¹⁰

• **Trauma mínimo** para a ferida ou para a área perilesional durante a remoção do curativo²²

• **Avaliado como excelente em sua capacidade de adaptar-se e permanecer no lugar** mesmo nas feridas localizadas em áreas difíceis¹

96%

dos pacientes não sentiram dor na remoção¹⁰

... resultando em uma cicatrização otimizada e na satisfação do paciente^{1,10,12}



Adaptabilidade oferecida por meio de uma ampla gama de formatos e tamanhos para atender às múltiplas necessidades



Fácil de cortar em diferentes tamanhos, sem vazamento e com mais flexibilidade



Elasticidade em múltiplas direções, ajudando a ajustar-se em áreas difíceis e com mobilidade²

Melhore os resultados de tratamento com ALLEVYN[®] Gentle Border^{1,2}

Oferece versatilidade para o tratamento do dia-a-dia



Uma ampla gama de formatos e tamanhos de curativos



Possibilidade de cortar os curativos



Elasticidade em múltiplas direções²



Ajuda você a melhorar os resultados^{*1,2}



Ajuda você a cuidar de seus pacientes

Estamos comprometidos a ajudar você a alcançar seus objetivos relacionados ao tratamento de feridas

PRÓXIMO A ZERO

Juntos, podemos **chegar a zero** no atraso em tratamento de feridas




Como ALLEVYN[®] Gentle Border pode ajudar você a melhorar os resultados relacionados a tratamentos de feridas?

Código S&N		Tamanho do curativo (cm)	Caixa
66800269		7.5cm x 7.5cm	10
66800270		10cm x 10cm	10
66800272		12.5cm x 12.5cm	10
66800273		17.5cm x 17.5cm	10
66800507	Calcanhar	23cm x 23.2cm	10
66800506	Calcanhar	23cm x 23.2cm	5

ALLEVYN[®] Ag Gentle Border:

Um curativo antimicrobiano com alta absorção com um suave adesivo de silicone, ideal para peles frágeis

Curativo antimicrobiano de tripla camada adaptável




ALLEVYN[®] Ag Gentle Border é um curativo que gerencia a entrada do fluido através da tecnologia de tripla ação que absorve, retém e transpira o equilíbrio ideal do fluido²³⁻²⁵. Isso otimiza o ambiente úmido da ferida e ajuda a promover a cicatrização²⁵. A adição da Sulfadizina de Prata na almofada hidrocélular, fornece a sustentação da ação antimicrobiana (demonstrada *in vitro*)²⁵

Camada superior: Filme de poliuretano com adesivo acrílico

Camada intermediária: Almofada de espuma de poliuretano absorvente contendo Sulfadiazina de Prata (SSD)

Camada de contato com a ferida: filme de poliuretano perfurado e um adesivo de silicone



A estrutura avançada de tripla camada do **ALLEVYN[®] Ag Gentle Border**, facilita o controle da dinâmica de fluidos, de modo a proporcionar um meio com a umidade ideal para feridas e reduz o risco de maceração



ALLEVYN[®] Ag Gentle Border proporciona a manutenção de um ambiente húmido que favorece o processo de cicatrização ao mesmo tempo que controla a presença de microorganismos no leito da ferida

Código S&N	Tamanho do curativo (cm)	Caixa
66800460	7,5cm x 7,5 cm	10
66800461	10cm x 10 cm	10
66800462	12,5cm x 12,5 cm	10
66800463	17,5cm x 17,5 cm	10

ALLEVYN[®] Life: alto desempenho de manuseio de exsudato **fornecendo melhores resultados para feridas**

Desenho exclusivo com cinco camadas, disponível em uma variedade de formatos e tamanhos, desenvolvido para promover o bem-estar do paciente


Camada de película respirável

Camada de camuflagem que minimiza o impacto visual do vazamento

Núcleo de bloqueio super absorvente que ajuda a assegurar que não haja vazamento de fluidos⁸

Espuma hidrocélular

Camada de contato de silicone adesivo que se ajusta de forma segura ao corpo



ALLEVYN[®] Life foi avaliado positivamente por seu desempenho (N=40)¹⁹

75%

dos enfermeiros avaliaram ALLEVYN[®] Life como melhor em termos de desempenho geral versus curativos utilizados anteriormente

4 em cada 5 enfermeiros avaliaram ALLEVYN[®] Life como “excelente” ou “muito bom” em relação a:



Gerenciamento de exsudato



Proteção da pele perilesional



Retenção do exsudato durante a remoção

ALLEVYN[®] Life: o tempo reduzido de uso auxilia na economia dos recursos¹⁵

ALLEVYN[®] Life amplia a eficiência do tratamento de feridas (N=37)¹⁵

50%

redução nas visitas
para trocas de
curativos versus a
linha de base 3,6 para
1,8 por semana

92%

ampliação do tempo de
uso versus linha de
base 2,5 para 4,8 dias

64%


redução de custo de
curativo por paciente
por semana versus linha
de base £28.46 para
£10.12

O indicador de troca amplia facilmente o tempo entre as trocas de curativo

- Sinal visual claro de quando o curativo deve ser trocado, a fim de reduzir a possibilidade de remoção prematura^[SIM]



sem cobertura nas bordas
o curativo pode permanecer
no lugar



**50% de cobertura
nas bordas**
considere a possibilidade de
trocar o curativo



**75% de cobertura
nas bordas**
troque o curativo

ALLEVYN LIFE: aumenta a confiança do paciente^[JOY,ROS13]


ALLEVYN LIFE oferece ao paciente confiança no curativo^[ROS13]




Ajuda os pacientes a se sentirem confortáveis com a aparência do curativo



Diminui o medo de vazamento do curativo e oferece controle contra mau cheiro (in-vitro) para os pacientes




Assegura aos pacientes que o curativo permanecerá no lugar



Mais de 80% dos pacientes ficaram satisfeitos com ALLEVYN LIFE^[ROS13]

- Conforto durante o uso
- Proteção do ferimento
- Nível de dor na remoção
- Retenção do curativo



A proporção de pacientes que avaliaram o controle de vazamento como “muito bom” ou “bom” aumentou de 57,1% para 62,9% com ALLEVYN LIFE^[JOY]

ALLEVYN LIFE: amplia os resultados clínicos, a eficiência e a satisfação dos pacientes^[STE,JOY,ROS13]

Uma gama de curativos de espuma INTELIGENTES clinicamente eficazes há mais de 25 anos



Curativos de espuma inovadores com múltiplas camadas, desenvolvidos para otimizar os resultados



Reduz os custos e poupa tempo com eficiência no tratamento de ferimentos^[JOY]



Positivamente avaliado pelos pacientes^[JOY,ROS13]

Estamos comprometidos a ajudar você a alcançar seus objetivos relacionados a tratamento de ferimentos

QUASE ZERO

Juntos, podemos chegar a zero no atraso em para tratamento de ferimentos



Quais são os próximos passos para melhorar os resultados do tratamento de ferimentos com ALLEVYN LIFE?

Código S&N		Tamanho do curativo (cm)	Caixa
66801067		10.3cm x 10.3cm	10
66801068		12.9cm x 12.9cm	10
66801069		15.4cm x 15.4cm	10
66801070		21cm x 21cm	10
66801304	Calcanhar	25cm x 25.2cm	10
66801306	Sacro - pequeno	17.2cm x 17.5cm	10
66801307	Sacro - grande	21.6cm x 23cm	10



ALLEVYN LIFE



ALLEVYN LIFE CALCANHAR



ALLEVYN LIFE SACRO

ALLEVYN: tratando ferimentos da maneira correta



Os curativos ALLEVYN ajudam a assegurar que os ferimentos conservem um excelente nível de umidade para cicatrização mais rápida^[CAL12,PFRAM]


Os curativos ALLEVYN Gentle Border fornecem melhores resultados, adaptando-se às suas necessidades diárias^[HUR09]

- Ajuda você a tratar ferimentos de forma eficiente e eficaz^{*[HUR09]}
- Melhora comprovada da qualidade de vida do paciente^[GRO09]
- Ajuda você cuidando de seus pacientes^[VOW,CAL12]

ALLEVYN LIFE oferece alto desempenho e melhora no bem-estar do paciente^[GRO09,CAL12]

- Desempenho do produto avaliado positivamente^[STE]
- Tempo reduzido de uso auxilia na economia dos recursos^[JOY]
- Aumenta a confiança do paciente^[JOY,ROS13]

ALLEVYN: a única gama de curativos de espuma que ajuda você a chegar **perto de zero no tratamento de ferimentos**
Visite: www.smith-nephew.com e saiba mais



ALLEVYN Gentle Border:
o mais adaptável



ALLEVYN LIFE:
o mais avançado

Gerenciamento de ferimentos

Smith & Nephew Medical Ltd.
101 Hessele Road
Hull HU3 2BN
UK
Tel +44 (0) 1482 225181
Fax +44 (0) 1482 328326

Marca registrada da Smith & Nephew[®]
Todas as marcas registradas reconhecidas
©Outubro de 2016 Smith & Nephew
05910

www.smith-nephew.com

Apoiando profissionais da área de saúde há mais de 150 anos

Referências:
[CAL12] Callaghan R et al. Case series evaluation: The use of ALLEVYN Gentle Border Multisite on chronic wounds. Wound UK 2012, Vol 8, No 4. [DOF09/013] Data on file ref. DS/09/013/R2, ALLEVYN Gentle Border dressing physical properties. Daubney L, May 2009. [DOF001] Smith and Nephew Data on File report OR-DOF/001. [DOF011] Smith and Nephew Data on File report OR-DOF/011. [DOF10/098] L.Tompkins. DOF- DS/10/098/R1. July 2010. [DOF10/099] L.Tompkins. DOF- DS/10/099/R1. August 2010. [DOF10/100] L.Tompkins. Allevyn GB Lite physical properties. DOF- DS/10/100/R1. August 2010. [DOF12/130] Smith & Nephew data on file report DS/12/130. DOF Simulated wound model test of ALLEVYN LIFE and Mepilex™ Border [FRA06] Franks PJ & Moffatt C.J. Do clinical and social factors predict quality of life in leg ulceration. International Journal of Low Extremity Wounds 5(4) 2006 [GRO09] Grothier L. Gentle foam Dressings: interim results of an evaluation of the ALLEVYN range. British Journal of Nursing Vol 18, No11 2009. [HUR] T Hurd Claim sheet. [HUR09] Hurd T et al. A multi-centre in-market evaluation of ALLEVYN Gentle Border. Wounds UK 2009. Vol 5, No 3 (N=153) [HUS] D Hussein. [INT12] International consensus. Optimising wellbeing in people living with a wound. An expert working group. London: Wounds International, 2012 [JOY] Joy H et al. A collaborative project to enhance efficiency through dressing change practice. Journal of Wound Care 2015;24(7):312,314-7. [PFRAM] P .Fram.S.M.T.L conformability testing of wound dressings. Report 10/3328/1. September 2010. [ROS13] Rossington, A et al (2013) Clinical performance and positive impact on patient wellbeing of ALLEVYN LIFE. Wounds UK. 9(4): 91-95. [SMTL] SMTL report 10/3328/1, confirmability of wound dressings, august 2010. [SIM] Simon D and Bielby A. A structured collaborative approach to appraise the clinical performance of a new product. Wounds UK 2014;10(3):80-87. [STE] Stephen-Haynes J et al. An appraisal of the clinical performance and economic benefits of a silicone foam in a large UK primary care organisation. Journal of Community Nursing 2013. [STE12] Stephen-Haynes J et al. Dressing challenging anatomical areas: the ALLEVYN Gentle Border range. British Journal of Community Nursing. December 2012 P1 [STE13] Stephen-Haynes et al. The clinical performance of a silicone foam in an NHS community trust. Journal of Community Nursing 2013, Vol 27, No 5. [VOW] Vowden K et al. An open, prospective randomised, multi-centre clinical evaluation of a hydrocellular silicone foam dressing in the management of exuding chronic and acute wounds.